

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	MAPA Página 1/2 Emissão: 03/09/2015
Tarefa: Realização do MAPA Executante: Enfermeiro e Técnico de enfermagem. Frequência: Semanal		Revisão: Nº 04 18/01/2021
Análise Crítica: Data: Assinatura:	Aprovado: Data: Assinatura:	

Resultado Esperado: Realização do exame com eficiência.
Recursos Necessários: <ol style="list-style-type: none"> 1. EPI's (luvas de procedimento e máscara); 2. Dyna-Mapa (Pilhas recarregáveis, carregador, manguito e braçadeira); 3. Malha Ortopédica 7,5 x 24 cm (Adulto); 4. Almotolia com álcool a 70%; 5. Ataduras; 6. Compressas; 7. Caneta permanente; 8. Resma de folha ofício; 9. Pasta para exame; 10. Caneta comum; 11. Termo de responsabilidade; 12. Ficha de controle para laudar o exame; 13. Balança; 14. Régua para escolha do manguito; 15. Tesoura.
Atividades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Lavar as mãos; 2. Paramentar-se com os EPI's; 3. Verificar peso e altura do paciente; 4. Preencher os dados dos pacientes no sistema Dyna-Mapa; 5. Orientar o paciente sobre o exame a ser realizado e os cuidados a serem tomados com o aparelho; 6. Medir o braço do paciente para escolha da braçadeira adequada; 7. Instalar a braçadeira sobre tecido fino (malha ortopédica); 8. Posicionar o manguito de modo que seu tubo não possa ser torcido ou pinçado em nenhum ponto, sendo posicionado passando por trás do pescoço do paciente, permitindo assim a livre movimentação. A borda inferior da braçadeira deverá estar aproximadamente 2 cm acima da linha do cotovelo, a mesma deverá ser fechada sem apertar demais o braço, porém com uma folga que permita no máximo que se introduza algo da espessura de um lápis entre a mesma e o braço;

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem
Data e assinatura:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	MAPA Página 2/2 Emissão: 03/09/2015
Tarefa: Realização do MAPA Executante: Enfermeiro e Técnico de enfermagem. Frequência: Semanal		Revisão: Nº 04 18/01/2021
Análise Crítica: Data: Assinatura:	Aprovado: Data: Assinatura:	

<ol style="list-style-type: none"> 9. Conectar o Dyna- Mapa ao manguito e posicioná-lo no cinto do paciente; 10. Ligar o Dyna-Mapa e fazer um teste para verificar se a instalação do aparelho está correta; 11. Imprimir o diário do paciente (Folha que cada paciente usa para descrever as atividades realizadas durante as 24 horas de exame); 12. Pedir ao paciente para assinar o termo de responsabilidade pela entrega do aparelho em perfeito estado de conservação; 13. No dia seguinte receber o aparelho com os dados do exame do paciente e transferi-los para o sistema Dyna-Mapa; 14. Verificar o aparelho e assinar o termo atestando o estado do mesmo; 15. Escrever o nome do paciente na ficha de controle de laudo; 16. Limpar as braçadeiras, o aparelho Dyna-Mapa e a capa com álcool a 70%; 17. Limpar o manguito com compressa umedecida com álcool a 70%; 18. Retirar os EPI's; 19. Higienizar as mãos.
Cuidados Especiais: Comunicar a enfermeira a necessidade de substituir ou solicitar reparos dos materiais danificados ou que apresentem resultados duvidosos.
Referências Bibliográficas: Manual Dyna-Mapa

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem
Data e assinatura: