



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

ELETROCARDIOGRAMA
Página 1/1

Emissão: 03/09/2015

Tarefa: Realização do Eletrocardiograma

Executante: Enfermeiro

Frequência: Semanal

Revisão:

Nº 04 18/01/2021

Análise Crítica:

Data:

Assinatura:

Aprovado:

Data:

Assinatura:

Resultado Esperado: Aperfeiçoar o serviço e oferecer uma assistência de qualidade ao usuário.

Recursos Necessários:

1. EPI's (luvas de procedimento, máscara, touca descartável);
2. Aparelho para realização de tricotomia;
3. Almotolia com álcool;
4. Almotolia com álcool gel;
5. Almotolia com gel para eletrocardiograma;
6. Papel toalha;
7. Compressas.

Atividades:

1. Lavar as mãos;
2. Paramentar-se com os EPI's;
3. Separar material para realização do procedimento;
4. Verificar a pressão arterial do paciente antes do procedimento;
5. Pedir ao paciente para retirar objetos metálicos (pulseira, brincos, anéis, celular, corrente);
6. Pedir ao paciente para deitar-se na maca em decúbito dorsal;
7. Posicionar as pêras do aparelho no tórax do paciente de acordo com as seguintes localidades: V1, V2, V3, V4, V5 e V6;
8. Colocar as braçadeiras nos membros do paciente com o metal voltado para a parte interna do membro (Vermelha em MSD, Preta em MID, Amarela em MSE e Verde em MID);
9. Pedir ao paciente para ficar sem se movimentar e sem conversar;
10. Ligar aparelho;
11. Verificar se todas as derivações foram gravadas adequadamente em papel milimetrado;
12. Destacar o papel do exame e identificar com nome e pressão arterial;
13. Terminar o procedimento retirando os cabos, as braçadeiras e as pêras do paciente, deixando o mesmo em posição confortável;
14. Limpar o paciente com papel toalha;
15. Encaminhar o paciente para a consulta cardiológica;
16. Organizar a sala e limpar o aparelho após os exames;
17. Retirar os EPI's e higienizar as mãos.

Cuidados Especiais: Comunicar a enfermeira a necessidade de substituir ou solicitar reparos dos materiais danificados ou que apresentem resultados duvidosos.

Responsável pela revisão: Coordenação de Enfermagem

Carimbo e assinatura: